

Usineuses pour le secteur dentaire.

Trouvez la machine adaptée au laboratoire et au cabinet médical.



EASE CLASS



PERFORMANCE CLASS



HIGH END CLASS









EASE CLASS

PERFORMANCE CLASS

HIGH END CLASS

vhf propose la solution de fabrication FAO adaptée à chaque laboratoire et à chaque cabinet. En effet, qu'il s'agisse d'usinage à sec ou humide, nous avons la machine parfaite pour vous, avec laquelle vous serez parfaitement préparé pour l'avenir.



		E3	E4	E5	N4+	K5+	S5	Z4	R5	
FORME DU MATÉRIAU	DISQUES			✓		✓	✓		✓	
	BLOCS		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	PILIER		✓ Pas de métaux	✓ Pas de métaux	✓	✓	✓	✓	✓	
	FILM THERMOFORMÉ	✓		✓ ¹						
TRAITEMENT	SEC ²	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	HUMIDE ²		✓		✓		✓	✓	✓	
FONCTIONNEMENT SANS AIR COMPRIMÉ EXTERNE		✓	✓	✓				✓		
DIVERSITÉ DES INDICATIONS		○○○	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
CONFORT		○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
DOMAINE D'APPLICATION TYPIQUE	CABINET & LABORATOIRE DU CABINET	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
	LABORATOIRE & CENTRE DE FRAISAGE	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	
INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LE PRODUIT										
		<p>Les machines EASE CLASS se distinguent par leur absence d'air comprimé, leur structure compacte et leur faible poids, ainsi que par leur concept de maintenance facile : Premium dental restorations made easy.</p> <p>La E3 est notre nouvelle machine spéciale pour la découpe efficace des gouttières thermoformées. Elle vous fournit des résultats de première qualité en un temps record, sans retouches coûteuses.</p> <p>La E4 a été spécialement conçue pour faciliter l'accès au chaise. En tant qu'usineuse humide avec option de fraisage à sec, elle permet de meuler et de fraiser des blocs avec précision.</p> <p>Avec la E5, notre fraiseuse à sec pour disques et blocs, vous obtenez des résultats de fraisage exceptionnels au plus haut niveau, le tout avec une manipulation extrêmement simple.</p>			<p>Les machines de la gamme PERFORMANCE CLASS sont les plus performantes du laboratoire dentaire et vous permettent de travailler de manière particulièrement efficace. Nous proposons ici des machines d'usinage à sec ou sous arrosage uniquement, ainsi qu'une combinaison des deux.</p> <p>La K5+ est la spécialiste compacte et de haute qualité pour l'usinage à sec. Le complément optimal est la N4+ pour la fabrication de blocs par voie humide. En duo, ces deux machines permettent de couvrir presque toutes les indications.</p> <p>La S5 est une fraiseuse à sec et dispose d'un changeur de matériaux à huit positions. Elle offre en outre la possibilité d'usiner de la vitrocéramique ou des piliers préfabriqués avec une unité de meulage humide en option.</p>			<p>Les machines de la HIGH END CLASS sont nos modèles haut de gamme hautement automatisés, qui offrent une expérience utilisateur ultime.</p> <p>La Z4 est la solution numérique intelligente pour la fabrication de restaurations à partir de blocs et de piliers préfabriqués dans un flux de travail intégré.</p> <p>La R5 est le produit phare de vhf, qui offre une flexibilité maximale dans le flux de travail hybride grâce à son alternance automatisée de traitement humide et sec et à son changeur de matériaux.</p>		

¹ en préparation | ² matériaux adaptés à l'usinage à sec: matières plastiques, cire, plâtre pour modèles, oxyde de zirconium, composites, CoCr - matériaux adaptés à l'usinage sous arrosage : vitrocéramique, titane - adaptés à l'usinage sous arrosage et à sec : Résines, oxyde de zirconium, composites, CoCr - Pour un aperçu précis des matériaux autorisés par machine, veuillez consulter la fiche d'information correspondante.