

R5 mit manuellem Rohlingswechsel.

Die perfekte Fräs- und Schleifmaschine
für Praxen und Labore.



 HIGH END CLASS

Neu:
Unser Flaggschiff –
reduziert auf das
Wesentliche!

Wenn es kein Dauerbetrieb sein muss.

Mit allem, was die R5 ausmacht – ideal für effiziente Einzelaufträge.

Die R5 steht seit jeher für High-End-Frästechnologie in Praxis und Labor. Die neue Variante mit manuellem Rohlingswechsel ist die perfekte Lösung für alle, die überschaubare Stückzahlen effizient fertigen möchten – aber gleichzeitig viel Wert auf höchste Präzision und Komfort legen.

Alle weiteren Vorteile der R5 bleiben erhalten. Das Ergebnis: dieselbe bewährte Qualität und Flexibilität – zu äußerst attraktiven Konditionen. Ideal für Praxen und Labore.





Das manuelle Bestücken des Rohlingshalters geschieht dank **directdisc** Technology in Sekundenschnelle.

Die R5 wächst mit Ihren Anforderungen.

Rüsten Sie bei Bedarf den automatischen Rohlingswechsler nach.

Sie starten bei dieser Variante ohne automatischen Rohlingswechsler – und bleiben flexibel: Bei Bedarf kann er später in unserem Werk nachgerüstet werden. So passt sich die R5 Ihren Anforderungen an und sichert Ihre Investition langfristig.



Volle Material- und Indikationsvielfalt – auch mit manuellem Rohlingswechsel: Die **directclean** Technology ist mit an Bord und erlaubt dank ihres genialen Arbeitsraum-Trocknungssystems den beliebigen Wechsel zwischen Nass- und Trockenbearbeitung.

Technische Daten

Nachstehend sind nur die Daten aufgeführt, die sich von der R5 mit automatischem Rohlingswechsler unterscheiden:

Automatisierung

Werkstückwechsel: manuelles Einsetzen in den Rohlingshalter mit automatischer Fixierung · zehnfacher Rohlingswechsler auf Wunsch im Werk nachrüstbar

Zugang Kombifach: Zugang zum Wassertank über automatisierte Türklappe

Abmessungen & Gewichte

Gewicht: 124 kg

Lieferumfang & Zubehör

Haltersysteme: Ivotion¹-Zubehör-Kit nicht verfügbar für diese Ausführung

¹ Ivotion ist eine Marke von Ivoclar Vivadent

Alle technischen Daten der R5:



Stand: 01/2026 · No. 271469

DE

vhf camufacture AG

Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch
Deutschland
+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.com

Nordamerika

vhf Inc.
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788, USA
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asien

vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO,
No. 421 Ziyun Road, Changning District,
Shanghai, China
asia@vhf.de | vhf.com

vhf
CREATING PERFECTION