

R5 con cambio manual de piezas en bruto.

La máquina perfecta para fresado y rectificado,
para clínicas y laboratorios.



■ HIGH END CLASS

Novedad:
nuestro modelo
insignia, reducido
a lo esencial

Cuando no es necesario un funcionamiento continuo.

Con todo lo que caracteriza a la R5, ideal para trabajos individuales eficientes.

La R5 siempre ha sido sinónimo de tecnología de fresado de alta gama en consultas y laboratorios. La nueva variante con cambio manual de piezas en bruto es la solución perfecta para todos aquellos que desean fabricar cantidades manejables de forma eficiente, pero al mismo tiempo dan mucha importancia a la máxima precisión y comodidad.

Se mantienen todas las demás ventajas de la R5. El resultado: la misma calidad y flexibilidad probadas, en condiciones muy atractivas. Ideal para consultas y laboratorios.




Gracias a la directdisc Technology, la carga manual del portadiscos en bruto se realiza en segundos.

La R5 crece con sus necesidades.

Si lo necesita, puede reequipar el cambiador automático de piezas en bruto.

Con esta variante, usted comienza sin cambiador automático de piezas en bruto y sigue siendo flexible: si lo necesita, puede reequiparlo más tarde en nuestra fábrica. De este modo, la R5 se adapta a sus necesidades y garantiza su inversión a largo plazo.



Amplia variedad de materiales e indicaciones, incluso con cambio manual de piezas en bruto: la **directclean Technology** está incluida y, gracias a su ingenioso sistema de secado del espacio de trabajo, permite cambiar libremente entre el procesamiento en húmedo y en seco.

Datos técnicos

A continuación solo se indican los datos que difieren de la R5 con cambiador automático de piezas en bruto:

Automatización

Cambio de piezas: inserción manual en el soporte de piezas en bruto con fijación automática · cambiador de piezas en bruto de diez posiciones que se puede reequipar en fábrica bajo pedido

Acceso al compartimento combinado: acceso al depósito de agua a través de una tapa automática

Dimensiones y pesos

Peso: 124 kg

Volumen de suministro y accesorios

Sistema de soportes: kit de accesorios Ivotion¹ no disponible para este modelo

¹ Ivotion es una marca de Ivoclar Vivadent

Todos los datos técnicos de la R5



Edición: 01/2026 · No. 271473

ES

vhf camufacture AG

Lettenstraße 10
72119 Ammerbuch
Alemania
+49 7032 97097 000
info@vhf.de | vhf.com

Norteamérica

vhf Inc.
80 Davids Drive, Suite 5
Hauppauge, NY 11788, USA
+1 631 524 5252
info@vhf.com | vhf.com

Asia

vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO,
No. 421 Ziyun Road, Changning District,
Shanghai, China
asia@vhf.de | vhf.com

vhf
CREATING PERFECTION