

# R5 avec changement manuel des pièces brutes.

La machine parfaite pour le fraisage et le meulage,  
pour cabinets et laboratoires.



 HIGH END CLASS

**Nouveau :**  
notre modèle  
phare – réduit  
à l'essentiel !

## Quand le fonctionnement continu n'est pas indispensable.

Avec tout ce qui fait la R5 – idéale pour des commandes individuelles efficaces.

La R5 est depuis toujours synonyme de technologie de fraisage haut de gamme dans les cabinets et les laboratoires. La nouvelle version avec changement manuel des ébauches est la solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent fabriquer efficacement des quantités raisonnables, tout en accordant une grande importance à la précision et au confort.

Tous les autres avantages de la R5 sont conservés. Le résultat : la même qualité et la même flexibilité éprouvées, à des conditions extrêmement attractives. Idéal pour les cabinets et les laboratoires.



Grâce à la directdisc Technology, le chargement manuel du porte-disque brut s'effectue en quelques secondes



# La R5 évolue avec vos besoins.

Si nécessaire, équipez-la d'un changeur de disques brut automatique.

Avec cette variante, vous commencez sans changeur de disques brut automatique et restez flexible : si nécessaire, il peut être ajouté ultérieurement dans notre usine. La R5 s'adapte ainsi à vos besoins et garantit votre investissement à long terme.



Une grande diversité de matériaux et d'indications, même avec un changement manuel des ébauches : la **directclean** Technology est intégrée et permet, grâce à son ingénieux système de séchage de l'espace de travail, de passer librement du traitement humide au traitement à sec.

## Caractéristiques techniques

Seules les données qui diffèrent de celles du R5 avec changeur automatique de pièces brutes sont indiquées ci-dessous :

### Automatisation

**Changement de pièce à usiner:** insertion manuelle dans le porte-pièce avec fixation automatique · changeur de pièces brutes à dix positions pouvant être installé ultérieurement en usine sur demande

**Accès au compartiment combiné:** accès au réservoir d'eau via un volet automatisé

### Dimensions et poids

**Poids :** 124 kg

### Contenu de la livraison et accessoires

**Systèmes de support:** kit d'accessoires Ivotion<sup>1</sup> non disponible pour cette version

<sup>1</sup> Ivotion est une marque d'Ivoclar Vivadent

Toutes les caractéristiques techniques du R5 :



Version : 01/2026 · No. 271471

FR

## vhf camufacture AG

Lettenstraße 10  
72119 Ammerbuch  
Allemagne  
+49 7032 97097 000  
info@vhf.de | vhf.com

## Amérique du Nord

vhf Inc.  
80 Davids Drive, Suite 5  
Hauppauge, NY 11788, USA  
+1 631 524 5252  
info@vhf.com | vhf.com

## Asie

vhf Trading (Shanghai) Co., Ltd.  
Room 2902, Building T1, Tianshan SOHO,  
No. 421 Ziyun Road, Changning District,  
Shanghai, Chine  
asia@vhf.de | vhf.com

**vhf**  
CREATING PERFECTION